

MG 99

beurer



MG 99 MASSAGE GUN compact Muskelmassagegerät

 german
engineering

5 intensity
levels



5 Intensitätslevel

4 massage
attachments



4 Massageaufsätze für eine
individuelle Anwendung

powerful
trigger point
massage



Kraftvolle und wohltuende
Triggerpunktmassage



Gezielte Muskelmassage zur Aktivierung und Regeneration

4 Massageaufsätze für eine individuelle Anwendung

5 Intensitätsstufen:

Intensitätsstufe 1: ca. 1800 U/min bzw. 30 Hz

Intensitätsstufe 2: ca. 2100 U/min bzw. 35 Hz

Intensitätsstufe 3: ca. 2400 U/min bzw. 40 Hz

Intensitätsstufe 4: ca. 2700 U/min bzw. 45 Hz

Intensitätsstufe 5: ca. 3000 U/min bzw. 50 Hz

Kräftigung und Regeneration - einfach und schnell

Anwendbar für alle Muskelpartien

LED-Leuchten zur Anzeige von Akkustand und Intensitätslevel

Kompaktes, unverwechselbares Design

Besticht durch Leichtigkeit und Ergonomie

Lithium-Ionen-Akku für bis zu 5 h Anwendung

Produktmaße (L x B x H):

ca. 16,4 x 5,8 x 18,4 cm (ohne Aufsätze)

Produktgewicht: ca. 620 g

(ohne Aufsätze, ohne Adapter)

3 Jahre Garantie

VE: 1 / Transportkarton: 4

EAN-Nr.: 4211125 65003 2

Art.-Nr.: 650.03



650.03_MG99_2021-10-13_03_DB_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten

PhysioLine